


2,2'-DIPYRIDYL α,α -dipyridyl, 2,2'-bipyridin**CAS:** 366-18-7**Vzorec:** C₁₀H₈N₂**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	156,19
Indikátor:	redoxní
Redoxní potenciál E ₀ [V] při pH = 0 a 20 °C:	+1,03
Barevný přechod (zoxidovaná - redukováná forma):	bledě modrá - červená
Pracovní roztok:	1,171 g indikátoru a 0,695 g FeSO ₄ · 7 H ₂ O v 100 ml H ₂ O
Bezp. věty (GHS):	H301+H311

**2,2'-DIPYRIDYL**

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	25 g	D 24101

2,2'-DIPYRIDYL

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %, pro biochemii	5 g	R.4153.1
min 95 %, pro biochemii	25 g	R.4153.2