

Baňka Erlenmeyerova PC | NEST

Sterilní Erlenmeyerovy baňky s plochým dnem nebo se 4 záhyby na dně baňky

- Baňky z vysoce průhledného polykarbonátu se silnou odolností proti nárazu a oxidaci
- Varianta se standardním uzávěrem nebo s ventilačním uzávěrem s hydrofilním filtrem 0,22 µm pro výměnu plynů
- Autoklárovatelné při 121 °C
- Jednotlivě balené baňky se snadno čitelnou stupnicí
- Bez DNáz/RNáz, nepyrogní, sterilizované E-paprskem (SAL=10⁻⁶)
- Splňují normu ISO 10993 a USP třídy VI

Technické parametry

Materiál baňky:

PC

Materiál víčka:

PP



Baňka Erlenmeyerova s plochým dnem PC | NEST

Víčko bez filtru						Víčko s filtrem					
Objem (ml)	Výška (mm)	Průměr hrdla (mm)	Průměr dna (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Průměr hrdla (mm)	Průměr dna (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
125	106,8	34	66	24	N781101	125	106,8	34	66	24	N781111
250	137,8	34	83	12	N782101	250	137,8	34	83	12	N782111
500	175,8	39	101	12	N783101	500	175,8	39	101	12	N783111
1000	213,3	39	127	6	N784101	1000	213,3	39	127	6	N784111
2000	285	47	162	6	N785001	2000	285	47	162	6	N785011
3000	253	67	230	4	N786001	3000	253	67	230	4	N786011



Baňka Erlenmeyerova se záhyby PC | NEST

Pro optimální a konzistentní míchání roztoku na třepačce

Víčko bez filtru						Víčko s filtrem					
Objem (ml)	Výška (mm)	Průměr hrdla (mm)	Průměr dna (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Průměr hrdla (mm)	Průměr dna (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
125	106,8	34	66	24	N781201	125	106,8	34	66	24	N781211
250	137,8	34	83	12	N782201	250	137,8	34	83	12	N782211
500	175,8	39	101	12	N783201	500	175,8	39	101	12	N783211
1000	213,3	39	127	6	N784201	1000	213,3	39	127	6	N784211

