

Špičky mikro | BRAND

Nesterilní špičky k automatickým pipetám pro standardní použití

- Špičky jsou vyráběny a baleny v prostředí čistých prostor
- Kompatibilní s většinou pipet Brand, Gilson, Eppendorf, Sartorius a FINNPIPETTE



Špička 0,1-20 µl



Špička 0,5-20 µl



Špička 2-200 µl čirá



Špička 2-200 µl žlutá



Špička 50-1000 µl čirá



Špička 50-1000 µl modrá

Objem (µl)	Typ balení	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,1 - 20	V sáčku	1000	P732022.1
0,1 - 20	V sáčku	10 x 1000	P732022.2
0,1 - 20	TipBox	1 x 96	P732202.1

0,1 - 20	TipBox	5 x 96	P732202.2
0,5 - 20	V sáčku	1000	P732024.1
0,5 - 20	V sáčku	10 x 1000	P732024.2
0,5 - 20	TipBox	1 x 96	P732204.1
0,5 - 20	TipBox	5 x 96	P732204.2
2 - 200	V sáčku	1000	P732028.1
2 - 200	V sáčku	10 x 1000	P732028.2
2 - 200	TipBox	1 x 96	P732208.1
2 - 200	TipBox	5 x 96	P732208.2
5 - 300	V sáčku	1000	P732030.1
5 - 300	V sáčku	10 x 1000	P732030.2
5 - 300	TipBox	1 x 96	P732210.1
5 - 300	TipBox	5 x 96	P732210.2
50 - 1 000	V sáčku	2 x 500	P732032.1
50 - 1 000	V sáčku	10 x 500	P732032.2
50 - 1 000	TipBox	1 x 96	P732212.1
50 - 1 000	TipBox	5 x 96	P732212.2